



Braçadeiras reutilizáveis para medição da pressão arterial

FlexiPort™ da Welch Allyn

A única braçadeira concebida com atenção às prioridades corretas – o profissional de saúde e os pacientes.

WelchAllyn®

Braçadeiras reutilizáveis FlexiPort™

A verdadeira padronização.

De longa duração, fáceis de utilizar, a preço acessível, as braçadeiras da Welch Allyn constituem a melhor escolha para os hospitais e clínicas em todo o mundo, cientes da necessidade de controle de infecções. Por quê? Porque só a Welch Allyn, com o seu conector inovador FlexiPort, pode oferecer praticamente todos os tipos, tamanhos e configurações de braçadeiras com a possibilidade de simplificar o inventário como nenhum outro fornecedor de braçadeiras, fazendo com que cada braçadeira seja uma braçadeira de um ou dois tubos.

- Apenas com uma mão faz-se a conexão e desconexão dos tubos da FlexiPort possibilitando assim maior rapidez e facilidade na troca de braçadeiras
- Testada para resistir aos ambientes clínicos exigentes
- 3 anos de garantia
- Satisfaz todas as diretrizes clínicas mais recentes para uma adaptação correta de acordo com AAMI e AHA.
- A padronização pode reduzir o número de códigos em cerca de 60%



A tecnologia patenteada FlexiPort permite que uma braçadeira funcione em praticamente todas as áreas de cuidados de pacientes.




Sem costuras que podem rasgar ou desfiar.

O revestimento antibacteriano ajuda a prevenir o crescimento de fungos e bactérias.



O que é FlexiPort?

FlexiPort é um sistema único de conexão entre equipamentos e braçadeiras que possibilita que qualquer braçadeira possa ser usada tanto com um ou dois tubos.



Um conector rotativo diminui as forças exercidas nos tubos, melhorando o conforto do paciente e a durabilidade da braçadeira




Os principais tamanhos são codificados por cores para facilitar a seleção do tamanho correto da braçadeira.

O material sem látex minimiza o risco de reações alérgicas

As bordas arredondadas diminuem o risco de cortes e de arranhões, maximizando o conforto do paciente.

A braçadeira correta. Os tubos adequados. Sem perda de tempo.


A conexão FlexiPort permite, pela primeira vez, a verdadeira padronização de braçadeiras em todos os seus serviços. Com FlexiPort, encontrar a braçadeira correta e o acessório adequado tornou-se mais fácil do que nunca, eliminando as dificuldades e frustrações relacionadas com a configuração de tubos e conectores.





Velcro® de alta qualidade

Número da referência impresso na braçadeira



Simplifique o inventário reduzindo o número de códigos

Assim que estes acessórios são ligados aos seus equipamentos de pressão arterial, a compra de braçadeiras sem tubos e conectores reduz o número de códigos em cerca de 60%.

		Opção 1	Opção 2							
		Coloque as conexões acima diretamente nos tubos do equipamento existente	Um tubo				Dois tubos			
		Não são necessários tubos nem conectores								
Tamanho (cada)	Rango	FlexiPort	Rosca	Tri-Purpose	Locking	Bayonet	Rosca	Locking	Tri-Purpose & Empty tube	Sistema de insuflação
Recém-nascido (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Bebê (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Criança pequena (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Criança (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Adulto pequeno (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Adulto longo (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Adulto grande (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Adulto grande e longo (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Coxa (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Para uma conexão locking macho e fêmea mude "MQ" a "MF" nos números de referência.

Para mais informações, contate o seu representante local da Welch Allyn ou visite o site www.welchallyn.com.

Welch Allyn Brasil
Alameda Tocantins 882, Alphaville, Barueri - SP
CEP - 06455-020, Brasil
Tel: (11) 4133-0800 Fax: (11) 4133-0801

WelchAllyn®