

Garrote Pneumático

Prático, seguro e eficiente



MODELOS: 20001 - Simples
20001 - Duplo

Clinicamente testado e aprovado nos principais Hospitais de todo o Brasil, o Garrote Pneumático é um equipamento indispensável em técnicas de anestesia e procedimentos cirúrgicos.

Suas funções básicas são de fácil operação, não necessitando de muitos comandos para iniciar seu funcionamento. Totalmente gerenciado por um micro controlador de última geração garantindo sua confiabilidade.





- Design arrojado e totalmente digital, com o padrão de qualidade AAMED
- Assistência técnica permanente e garantia de 1 ano
- Garrote duplo, indicado para o uso de técnicas de anestesia pelo método "Bier"
- Possui auto compressor: não requer ar comprimido

Especificações Técnicas:

Dimensões	260 x 205 x 110 mm (simples) 260 x 310 x 130 mm (duplo)
Peso	2,0 kg (simples) 4,5 kg (duplo)
Alimentação	110/220 Volts
Frequência	50/60 Hz
Bateria interna	12 Volts com duração de 2 horas
Timer Digital	até 99 min
Escala de Pressão dos Garrotes	de 0 a 600 mmHg
Tamanho das Braçadeiras e Perneiras de Nylon	1 - 455 x 80 mm 2 - 540 x 100 mm 3 - 670 x 100 mm 4 - 920 x 100 mm 5 - 1000 x 130 mm 6 - 1140 x 170 mm
Escala de Tempo (Timer)	de 0 a 90 min
Tempo de Transferência da Pressão Ajustada	de 10 a 120 seg
Tipo de Pressão Utilizada	Micro-Compressor (2000l)
Gabinete	aço inox

